



+ **SILENCIOSA**



Osmose Reversa
STANDARD

“Garantimos soluções que aumentam a qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal.”



SUA ÁGUA TRATADA EM ETAPAS

FILTRO DE
POLIPROPILENO



RETENÇÃO DE PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ÁGUA.

1



CARBON BLOCK



REMOÇÃO DE CLORO E ORGÂNICOS.

2



MEMBRANA DE
OSMOSE REVERSA
4.0"X 21"



RETENÇÃO:
> 95% DE SAIS DISSOLVIDOS;
> 99% DE BACTÉRIAS E PIROGÊNICOS.

3



FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISSULFONA COM POROSIDADE
DE 5 NANO PARA RETENÇÃO DE ENDOTOXINA.

4



ÁGUA PARA
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE

120L / H



Opcional



Carrinho com abrandador e filtro de carvão granulado

Osmose Reversa STANDARD

COMPACTA

COMPACTA
Fácil de transportar



RESISTENTE
Estrutura e carenagem
em aço inox
Resistente a impacto e corrosão



FÁCIL DE OPERAR
Água tratada com apenas um toque.



FÁCIL VISUALIZAÇÃO
- Condutividade no display
- Manômetro de pressão
- Alarmes visuais



Bivolt automático
(127/220V)



PRESSÃO NULA
DUPLA BOMBA construída em
plástico inoxidável com capacidade
de operar em pressão nula.



RODÍZIOS DE FÁCIL
MOVIMENTAÇÃO
COM FREIOS



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
8 0 1 9 7 3 4 0 0 6

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Altura:	95 cm	Tensão de alimentação:	Bivolt automático (127/220V)
Largura:	51 cm	Potência (VA):	300 VA
Profundidade:	35 cm	Membrana O.R.:	4021 Alta Rejeição Salina (>99%)
Ruído:	< 64 dB	Produção de água:	120 litros / hora (Ampliável de acordo com as necessidades do cliente)
Peso:	42 Kg (vazio)	Alarmes:	Condutividade alta Falta d'água
Alarmes:	Condutividade alta Falta d'água	Produto químico:	Desinfecção: Ácido Peracético 0,2% Lavagem Química: Hidróxido de Sódio e Ácido Cítrico



SAUBERN MÉDICA

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II - 87307-799
CEP: 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: (44) 3529-1050
vendas@saubern.com.br
www.saubern.com.br